



Набор реагентов для анализа последовательности митохондриальной ДНК человека MitoPlex

Инструкция пользователя

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	2
1.1 Описание продукта	2
1.2 Компоненты набора и состав	4
1.3 Условия хранения	4
1.4 Основные характеристики набора	4
1.5 Гарантии качества	5
1.6 Сопутствующие материалы	5
2. РАЗВЕДЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ НАБОРА	5
2.1 Контрольная ДНК	5
3. ПЦР АМПЛИФИКАЦИЯ	6
3.1 Постановка реакции	6
3.2 Условия амплификации	6
3.3 Анализ результатов амплификации	7
4. ОЧИСТКА ПЦР ПРОДУКТОВ	9
4.1 Процедура очистки	9
5. ПОСТАНОВКА СЕКВЕНИРУЮЩЕЙ РЕАКЦИИ	9
5.1 Постановка реакции	9
5.2 Условия проведения секвенирующей реакции	10
6. ОЧИСТКА ПРОДУКТОВ СЕКВЕНИРУЮЩЕЙ РЕАКЦИИ	11
6.1 Процедура очистки	11
7. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ НА АНАЛИЗАТОРЕ ABI PRISM 3130/3130XL/3500	12
7.1 Условия капиллярного электрофореза.	12
7.2 Создание планшета	15
7.3 Оптимизация интенсивности сигналов	15
8. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ	16

8.1	Оценка первичных результатов секвенирования	16
8.2	Анализ полученных данных в программе Sequencing Analysis	16
8.3	Анализ полученных данных с использованием программного обеспечения MitoPlex.	17
9.	ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ	20

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

1.1 Описание продукта

MitoPlex – набор реагентов для молекулярно-генетической идентификации личности на основе анализа последовательности фрагментов HV1 и HV2 контрольного региона митохондриальной ДНК человека. Помимо полиморфизма последовательности митохондриальной ДНК, набор MitoPlex позволяет установить половую принадлежность исследуемого биологического материала за счет амплификации полспецифичной мишени, расположенной на Y-хромосоме человека. Праймеры для ПЦР подобраны с учетом проведения амплификации фрагментов в одной пробирке. Анализ результатов ПЦР проводится методом ПЦР в реальном времени с лазериндуцированной флуоресцентной детекцией сигнала амплифицированных фрагментов. Последующий анализ последовательности полученных амплифицированных продуктов проводится методом Сэнгера (с использованием автоматизированных систем капиллярного электрофореза).

Для определения последовательности фрагментов HV1 и HV2 контрольного региона митохондриальной ДНК достаточно проанализировать препарат суммарной клеточной ДНК, содержащий 0,001 нанограмма недеградированной хромосомной ДНК.

Реакционная смесь для проведения ПЦР аликвотирована в реакционных стрипованных пробирках 0,2 мл и поставляется в лиофилизированном виде, благодаря чему реакционные смеси могут храниться при комнатной температуре не менее 12 месяцев без потери чувствительности. Компоненты реакции активируются добавлением определенного объема активатора и препарата ДНК. Общий объем реакции 25 мкл. Максимальный объем вносимого в реакцию раствора ДНК может составлять 20 мкл. Благодаря высокой устойчивости реакционной смеси к действию ингибиторов большой объем препарата ДНК не мешает успешной амплификации.

Реакционная смесь для проведения секвенирующей реакции аликвотирована в реакционных стрипованных пробирках 0,2 мл и поставляется в лиофилизированном виде, благодаря чему реакционные смеси могут храниться при комнатной температуре не менее 12 месяцев без потери чувствительности. Компоненты реакции активируются добавлением определенного объема реагентов для проведения секвенирования (например,

BigDye Terminator, Life Technologies) и препарата ДНК. Общий объем реакции 10 мкл.

Набор валидирован для проведения ПЦР в амплификаторах: GeneAmp® 9700, GeneAmp® 2720, ProFlex PCR System, Veriti™ 96-Well Thermal Cycler, SimpliAmp™ Thermal Cycler. Анализ ПЦР-продуктов может проводиться с использованием генетических анализаторов ABI PRISM® 3130/3130XL/3500/3500XL (Applied Biosystems) и Нанофор 05 (Синтол).

Таблица 1. Описание исследуемых мишеней

Маркер	Положение последовательности	Флуоресцентный зонд	Чтение с прямого праймера	Чтение с обратного праймера
HVI	мтДНК 15990 - 16431	Нет	Да	Да
HVII	мтДНК 00029 - 00408	FAM	Да	Да
DYS14	Хромосома Y	CY5	Нет	Нет
IPC	Внутренний контроль амплификации	VIC	Нет	Нет

Таблица 2. Последовательности праймеров для анализа контрольного региона митохондриальной ДНК

Праймер	Позиции 3'-конца праймерной последовательности
HVI-Forward	15990
HVI-Reverse	16431
HVII- Forward	00029
HVII- Reverse	00408
HVI-Sequencing- Forward	15997
HVI-Sequencing- Reverse	16431
HVII-Sequencing- Forward	00034
HVII-Sequencing- Reverse	00408

1.2 Компоненты набора и состав

MitoPlex PCR module

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Стрипы с сухой реакционной смесью | 48 пробирок, 6 стрипов 8 x 0.2 мл |
| 2. Раствор Активатора | 1 пробирка, 250 мкл |
| 3. Деионизированная вода | 1 пробирка, 1,7 мл |
| 4. Контрольная ДНК | 1 пробирка, 20 нг |

MitoPlex PCR Clean module

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Колонки с мембраной | 48 колонок с пробирками |
| 2. Приемные пробирки | 48 шт |
| 3. PCR Clean up | 1 флакон, 6,5 мл |
| 4. Elution buffer | 2 пробирки, 3мл |

MitoPlex Sequencing module

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Стрипы с сухой реакционной смесью | 192 пробирки, 24 стрипа 8 x 0.2 мл |
| 2. Деионизированная вода | 1 пробирка, 1,7 мл |

MitoPlex SM Clean up module

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. SM Clean up | 1 флакон, 40 мл |
| 2. Wash Reagent | 1 флакон, 60 мл |
| 3. Магнитные частицы | 1 пробирка, 1 мл |

1.3 Условия хранения

Компоненты набора: Активатор, магнитные частицы, контрольная ДНК **+2/+8 гр.** Все остальные компоненты хранить при температуре **+15/+25 гр.** После разведения, контрольную ДНК необходимо хранить при температуре 2–8 °С в течение месяца. Для более длительного хранения рекомендуется хранить в замороженном виде. Следует избегать многократного размораживания.

Флуоресцентный краситель, содержащийся в лиофилизированных смесях чувствителен к воздействию света. Лиофилизированные компоненты реакционных смесей должны храниться в темном месте.

Срок годности компонентов набора – 12 месяцев при соблюдении условий хранения.

1.4 Основные характеристики набора

Количество одновременно анализируемых маркеров – 4

Список одновременно анализируемых локусов: HVI, HVII, DYS14, IPC

Количество флуоресцентных меток, используемых в наборе – 3

Оптимальное количество вносимой ДНК: 0,1–1 нг

Предел чувствительности: 1 пг

1.5 Гарантии качества

Высокое качество каждого компонента набора проверено и контролируется в процессе производства. Каждый выпущенный лот лиофилизированных реагентов регулярно проверяется на соответствие заявленным характеристикам в течение 12 месяцев. В случае возникновения вопросов относительно качества набора MitoPlex, просим незамедлительно связаться с ООО “ГОРДИЗ”.

1.6 Сопутствующие материалы

Необходимые материалы, не входящие в набор. Поставляются ООО “ГОРДИЗ”:

Программное обеспечение MitoPlex (ООО “ГОРДИЗ”)

Материалы, поставляемые другими фирмами

Реагент	Производитель
Буфер TAPS	ЗАО «СИНТОЛ»
Полимер ПДМА4	ЗАО «СИНТОЛ»
Ni-Di™ Formamide	Applied Biosystems
10 x Genetic Analyzer Buffer	Applied Biosystems
Polymer (POP-4)	Applied Biosystems
BigDye terminator v3.1	Applied Biosystems
BigDye terminator v1.1	Applied Biosystems
BrilliantDye terminator	Nimagen
BrightDye terminator	Nimagen
Магнитный штатив	

2. РАЗВЕДЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ НАБОРА

2.1 Контрольная ДНК

Добавить 20 мкл деионизированной воды, поставляемой с набором в пробирку с сухой контрольной ДНК. Тщательно перемешать на вортексе и собрать на дне пробирки коротким центрифугированием. Для проведения ПЦР необходимо добавить 1 мкл контрольной ДНК в реакционную пробирку. Данный объем будет соответствовать 1 нг геномной ДНК. После разведения, контрольную ДНК необходимо хранить при температуре 2–8 °С в течение месяца. Для более длительного хранения рекомендуется хранить в замороженном виде. Следует избегать многократного размораживания.

3. ПЦР АМПЛИФИКАЦИЯ

3.1 Постановка реакции

Для постановки ПЦР в реальном времени необходимы компоненты набора, входящие в MitoPlex PCR Kit. В каждую пробирку с лиофилизированными компонентами реакции необходимо внести 5 мкл активатора и до 20 мкл раствора исследуемой геномной ДНК в количестве 0,1–100 нг. Оптимальное количество вносимой ДНК – 1 нг, измеренной относительно хромосомной ДНК. Вносимый объем ДНК зависит от ее концентрации. Максимально возможный объем вносимого раствора ДНК составляет 20 мкл. При необходимости довести общий объем реакции до 25 мкл деионизированной водой, поставляемой в составе набора.

<u>Компоненты набора</u>	<u>Объем на 1 реакцию</u>
Раствор активатора	5 мкл
Геномная ДНК (0.001–100 нг)	до 20 мкл
Деионизированная вода	до конечного объема 25 мкл

Тщательно перемешайте содержимое реакционной смеси на вортексе (10–15 секунд) для растворения сухого осадка на дне пробирки! Соберите раствор на дне пробирки коротким центрифугированием.

Необходимо учитывать, что в некоторых случаях при добавлении ДНК в объеме более 10 мкл возможно внесение избытка ингибирующих веществ в реакцию, что может приводить к снижению чувствительности. Тем не менее, набор MitoPlex обладает высокой устойчивостью к ингибиторам. В связи с этим, как правило, большие объемы раствора ДНК не вызывают трудностей. При разведении геномной ДНК водой важно помнить, что в деионизированной воде происходит постоянный гидролиз ДНК. Для длительного хранения рекомендуется разведение ДНК в буферах (pH > 7), содержащих небольшое количество ЭДТА (например, TE с 0,1 mM ЭДТА). Высокая концентрация ЭДТА в растворе ДНК может быть причиной снижения эффективности реакции вследствие хелатирования ионов магния.

С каждой серией исследуемых образцов рекомендуется амплифицировать один **положительный** (1 мкл контрольной ДНК + 19 мкл деионизированной воды, поставляемой с набором) и один **отрицательный контроль** (20 мкл деионизированной воды вместо ДНК).

3.2 Условия амплификации

Поместите приготовленные реакционные смеси в амплификатор и проведите реакцию используя следующие параметры с детекцией сигнала флуоресценции в каналах FAM, VIC и CY5.

Параметры ПЦР:

96°C 300 сек

95°C 20 сек |
58°C 30 сек | 40 циклов
72°C 60 сек |

15°C ∞

После завершения программы ПЦР амплифицированные продукты можно хранить неделю при 4°C – 8°C. В случае, если амплифицированные продукты необходимо хранить более недели, рекомендуется заморозка при -20°C.

3.3 Анализ результатов амплификации

После завершения программы ПЦР, необходимо оценить целесообразность дальнейшей работы с исследуемыми образцами ДНК. Результаты анализа полученного материала с использованием технологии ПЦР в реальном времени носят **качественный** характер. Амплитуда и наклон кривых амплификации могут существенно меняться в зависимости от качества исследуемого препарата ДНК, а также технических характеристик используемого оборудования. Результаты ПЦР в реальном времени служат вспомогательным материалом для принятия решения о целесообразности проведения дальнейших этапов исследования. При анализе полученных кривых основное внимание следует уделить пороговому циклу амплификации.

Оценка общей эффективности ПЦР реакции. Для оценки эффективности реакции необходимо оценить результаты амплификации маркера IPC (канал VIC). Наличие амплификации данного локуса свидетельствует о работоспособности компонентов реакции. Пороговый цикл реакции (цикл, соответствующий началу роста кривой амплификации) с маркером IPC в норме соответствует значению 28–30. Увеличение значения порогового цикла свидетельствует о снижении эффективности проводимой реакции. Такой результат может быть связан с присутствием ингибиторов ПЦР или воздействием иных факторов, препятствующих эффективной амплификации исследуемых мишеней.



Оценка эффективности амплификации митохондриальной ДНК. Для оценки эффективности реакции необходимо оценить результаты амплификации маркера HVI (канал FAM). Наличие амплификации данного локуса свидетельствует о наработке фрагментов последовательности контрольного региона. Пороговый цикл реакции с маркером HVI в норме не должен превышать значения 35–36. Увеличение значения порогового цикла свидетельствует о предельно низком количестве наработанного ПЦР продукта, недостаточном для последующего секвенирования. Проводить дальнейшее исследование объектов со значением порогового цикла амплификации выше 36 не рекомендуется.



Определение половой принадлежности исследуемых образцов. Для определения половой принадлежности исследуемых объектов необходимо оценить результаты амплификации локуса DYS14 (канал CY5). Наличие амплификации данного локуса свидетельствует о мужской половой принадлежности исследуемого образца. Отсутствие амплификации локуса DYS14 (при условии положительной реакции с маркером HVI митохондриальной ДНК) свидетельствует о женской половой принадлежности исследуемого образца. В норме различия в значении порогового цикла для амплификации митохондриальной ДНК и ДНК Y хромосомы не должны превышать 2–4 циклов (в зависимости от типа исследуемого материала). Более выраженная разница может являться следствием контаминации исследуемого образца посторонним генетическим материалом.



4. ОЧИСТКА ПЦР ПРОДУКТОВ

4.1 Процедура очистки

Для проведения процедуры очистки ПЦР продуктов необходимы: штатив для пробирок объемом 2 мл, микроцентрифуга для работы с пробирками или плашками с объемом лунки 2 мл.

Проведите очистку продуктов ПЦР для последующего проведения реакции секвенирования с использованием набора реагентов, входящих в состав MitoPlex PCR Clean up module.

- 1) Добавьте 130 мкл PCR Clean Up в пробирки с амплифицированными продуктами. Дважды перемешайте полученную смесь пипетированием.
- 2) Аккуратно нанесите смесь на центральную часть мембраны колонки. Проведите центрифугирование (10000 rpm / 3 мин).
- 3) Поместите колонку с мембраной в новую приемную пробирку объемом 1.5 мл.
- 4) Нанесите в центральную часть колонки 50 мкл Elution Buffer.
- 5) Инкубируйте колонки 1 мин на столе. Проведите центрифугирование (10000 rpm / 3 мин).
- 6) Полученные очищенные препараты могут быть использованы для последующего секвенирования.

После завершения очистки амплифицированные продукты можно хранить неделю при 4°C – 8°C. В случае, если амплифицированные продукты необходимо хранить более недели, рекомендуется заморозка при -20°C.

5. ПОСТАНОВКА СЕКВЕНИРУЮЩЕЙ РЕАКЦИИ

5.1 Постановка реакции

Для постановки ПЦР необходимы компоненты набора, входящие в MitoPlex PCR Clean up and Sequencing Kit. Также, для постановки секвенирующей реакции необходимо использовать один из существующих наборов флуоресцентно-меченных терминирующих нуклеотидов (Dye Terminator). Набор MitoPlex валидирован для работы со следующими наборами реагентов:

- BigDye terminator v3.1 (Applied Biosystems)
- BigDye terminator v1.1 (Applied Biosystems)
- BrilliantDye terminator (Nimagen)
- BrightDye terminator (Nimagen)

Секвенирующие реакции поставляются в цветных пробирках. Цвет пробирки соответствует определенному секвенирующему праймеру:

Праймер	Цвет пробирки
F1 -HVI	● Красный
F2-HVII	● Синий
R1-HVI	● Зеленый
R2-HVII	● Желтый

В каждую пробирку с лиофилизированными компонентами реакции необходимо внести 1 мкл Dye Terminator и 9 мкл раствора предварительно очищенных ПЦР продуктов.

После внесения всех компонентов, реакцию необходимо перемешать встряхиванием пробирки до растворения осадка! При необходимости собрать раствор на дне пробирки коротким центрифугированием.

5.2 Условия проведения секвенирующей реакции

Поместите приготовленные реакционные смеси в амплификатор и проведите реакцию используя следующие параметры:

Параметры реакции:

96°C 60 сек

96°C 10 сек |
50°C 5 сек | 30 циклов
60°C 120 сек |

15°C ∞

После завершения программы амплифицированные продукты можно хранить в течение 3–5 дней при 4°C – 8°C в защищенном от света месте. В случае, если амплифицированные продукты необходимо хранить более недели, рекомендуется заморозка при -20°C.

6. ОЧИСТКА ПРОДУКТОВ СЕКВЕНИРУЮЩЕЙ РЕАКЦИИ

6.1 Процедура очистки

Для проведения процедуры очистки необходимы: магнитный штатив для работы с пробирками или плашками с объемом лунки 200 мкл, вортекс для встряхивания пробирок с растворами, микроцентрифуга для работы с пробирками или плашками с объемом лунки 200 мкл.

Проведите очистку продуктов секвенирующей реакции для последующего проведения электрофореза с использованием набора реагентов, входящих в состав MitoPlex SM Clean up module.

1) После проведения секвенирующей реакции, проведите центрифугирование ПЦР пробирок объемом 200 мкл с продуктами секвенирующей реакции для удаления жидкости с крышки пробирки.

2) Поместите ПЦР пробирки объемом 200 мкл с продуктами секвенирующей реакции в лабораторный штатив, аккуратно откройте крышки. Используя индивидуальные одноразовые наконечники добавьте в каждую пробирку 5 мкл магнитных частиц, входящих в состав модуля MitoPlex Clean Up. Магнитные частицы необходимо внести строго на дно пробирки для полного смешивания с реакционной смесью. Если магнитные частицы не удалось внести непосредственно на дно пробирки, проведите центрифугирование пробирок для сбора магнитных частиц и реакционной смеси.

3) Добавьте в каждую пробирку объемом 200 мкл с продуктами секвенирующей реакции и магнитными частицами 180 мкл раствора SM Clean Up. Закройте крышки пробирок. Проведите краткое вортексирование пробирок с содержимым до полного ресуспендирования магнитных частиц.

4) Проведите краткое центрифугирование пробирок для удаления жидкости с крышки пробирки. Поместите пробирки в магнитный штатив. Дождитесь полного сбора магнитных частиц на стенке пробирки (в среднем 2-3 минуты в зависимости от типа магнита и используемой модели магнитного штатива).

5) Не вынимая пробирки из магнитного штатива, откройте крышки пробирок и используя индивидуальный наконечник, полностью удалите жидкую фазу, не касаясь осадка магнитных частиц.

6) Добавьте в каждую пробирку объемом 200 мкл с магнитными частицами 180 мкл раствора Wash Reagent. Закройте крышки пробирок. Проведите краткое вортексирование пробирок с содержимым до полного ресуспендирования магнитных частиц.

7) Проведите краткое центрифугирование пробирок для удаления жидкости с крышки пробирки. Поместите пробирки в магнитный штатив. Дождитесь полного сбора магнитных частиц на стенке пробирки (в среднем 2-3

минуты в зависимости от типа магнита и используемой модели магнитного штатива).

8) Не вынимая пробирки из магнитного штатива, откройте крышки пробирок и используя индивидуальный наконечник, полностью удалите жидкую фазу, не касаясь осадка магнитных частиц. Инкубируйте пробирки с открытыми крышками в течение 1 минуты.

9) Не вынимая пробирки из магнитного штатива, добавьте в каждую пробирку 20 мкл формамида для последующего секвенирования. Закройте крышки пробирок. Проведите краткое вортексирование пробирок с содержимым до полного ресуспендирования магнитных частиц.

10) Проведите краткое центрифугирование пробирок для удаления жидкости с крышки пробирки. Поместите пробирки в магнитный штатив. Дождитесь полного сбора магнитных частиц на стенке пробирки (в среднем 2-3 минуты в зависимости от типа магнита и используемой модели магнитного штатива).

11) Не вынимая пробирки из магнитного штатива, откройте крышки пробирок и используя индивидуальный наконечник, полностью перенесите формамид с продуктами секвенирующей реакции в плашку для проведения электрофореза.

12) Используйте полученные препараты для проведения электрофореза.

7. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ НА АНАЛИЗАТОРЕ ABI PRISM 3130/3130XL/3500

При работе с генетическим анализатором ABI PRISM необходимо следовать инструкциям пользователя от производителя оборудования.

7.1 Условия капиллярного электрофореза.

Внесите полученные 20 мкл раствора продуктов секвенирующей реакции в формамиде в лунки планшета для проведения капиллярного электрофореза. Убедитесь, что на вашем приборе проведена спектральная калибровка, соответствующая использованной версии Dye Terminator.

Рекомендуемые параметры электрофореза зависят от используемой модели генетического анализатора. Для анализатора ABI 3130 рекомендуется использовать следующие параметры Run Module:

Run Module Editor

Run Module Description

Name: UltraSeq36_POP4_1

Type: REGULAR

Template: UltraSeq36_POP4

Description: default instance, created by populator

Run Module Settings

Name	Value	Range
Oven_Temperature	55	18...65 Deg. C
Poly_Fill_Vol	4840	4840...38000 steps
Current_Stability	5.0	0...2000 uAmps
PreRun_Voltage	15.0	0...15 kVolts
Pre_Run_Time	180	1...1000 sec.
Injection_Voltage	1.2	1...15 kVolts
Injection_Time	10	1...600 sec.
Voltage_Number_Of_Steps	20	1...100 nk
Voltage_Step_Interval	15	1...60 sec
Data_Delay_Time	240	1...3600 sec.
Run_Voltage	15.0	0...15 kVolts
Run_Time	1700	300...14000 sec.

OK Cancel

И Instrument Protocol:

Protocol Editor

Name: Seq_3.1

Description:

Type: REGULAR

Run Module: UltraSeq36_POP4_1

Dye Set: Z-BigDyeV3

Для анализатора ABI 3500 рекомендуется использовать следующие параметры Instrument Protocol:

Setup an Instrument Protocol

Instrument Protocol Setup Help ?

Application Type: Sequencing Capillary Length: 36 cm Polymer: POP4

Dye Set: Z Disable Name Filter

Instrument Protocol Properties

* Run Module: RapidSeq36_POP4 Run Modules for 8 capillary are only available in the list.

* Protocol Name: RapidSeq36_POP4_1

Description: _____

Oven Temperature (°C): 55 Run Voltage (kVolts): 13.6 PreRun Voltage (kVolts): 15 Injection Voltage (kVolts): 1.2

Run Time (sec.): 1700 PreRun Time (sec.): 180 Injection Time (sec.): 10 Data Delay (sec.): 240

▼ Advanced Options

Following values are not recommended to be changed.

Voltage Tolerance (kVolts): 0.6 Voltage # of Steps (nk): 20 Voltage Step Interval (sec.): 15

First Read Out Time (ms): 160 Second Read Out Time (ms): 160

Close Apply to Assay Save to Library

И Assay:

Setup an Assay

Assay Setup Help ?

* Assay Name: SEQ Color: Black

Application Type: Sequencing Disable Filters

Protocols

Do you wish to assign multiple instrument protocols to this assay? No Yes

* Instrument Protocol: RapidSeq36_POP4_1 Edit Create New

* Basecalling Protocol: BDTv3.1_PA_Protocol-POP4 Edit Create New

Close Save

7.2 Создание планшета

Перед началом анализа необходимо создать **Plate** (планшет), описывающий расположение образцов на планшете и содержащий инструкции для прибора. Перейти в **Plate Manager** программы **Data Collection Software** и нажать кнопку **New**. Появится диалоговое окно **Plate Dialog**. Ввести следующие параметры:

<u>Параметр</u>	<u>Значение</u>
Name	Например MitoPlex <i>_[дата]</i>
Application	выбрать Sequence Analysis
Plate Type	96-Well

Нажать кнопку **ОК**. Появится новая таблица **Plate Editor**.

Шаг В Заполнение таблицы

<u>Параметр</u>	<u>Значение</u>
Sample Name	Название образца
Priority	обычно 100 (очередность анализа по возрастанию)
Analysis Method	Выбрать соответствующий Method
Results Group	Выбрать соответствующий Results Group
Instrument Protocol	Выбрать соответствующий Protocol

Для удобства в первую очередь лучше ввести все названия образцов. Затем, для первого образца задать все необходимые параметры. Выделить курсором мыши все столбцы. В меню **Edit** выбрать пункт **Fill Down**. Программа заполнит значениями все выделенные ячейки.

Шаг С Запуск прибора и информация о статусе прибора

Перейти в раздел **Run Schedule** и нажать на кнопку **Find All**. Найти в списке название созданного планшета, выделить его и связать нажатием мыши с изображением установленного в приборе планшета. Запустить анализ планшета.

Флуоресцентные профили образцов можно наблюдать в реальном времени в разделе **Capillaries Viewer** или **Cap/Array Viewer**. В случае возникновения системных ошибок информация о них появится в разделе **Event Log (Error Status)**.

7.3 Оптимизация интенсивности сигналов

Для повышения интенсивности пиков возможно увеличение времени инъекции до 15 сек и/или увеличение вольтажа до 15 kV.


8. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

8.1 Оценка первичных результатов секвенирования

Ниже приводится пример электрофореграммы с результатами секвенирования контрольного образца МК1 с четырех секвенирующих праймеров, входящих в состав набора.

8.2 Анализ полученных данных в программе Sequencing Analysis


Проведите анализ (basecalling) полученных последовательностей с использованием программного обеспечения Sequencing Analysis (Life Technologies) в соответствии с инструкцией производителя. Сохраните проанализированные файлы.




Проанализируйте полученные данные с использованием программного обеспечения MitoPlex.

8.3 Анализ полученных данных с использованием программного обеспечения MitoPlex.


Откройте вкладку «Объекты». Нажмите элемент интерфейса «Открыть». В открывшемся окне проводника найдите сохраненные файлы последовательностей и загрузите эти файлы в программу.




Загруженные последовательности отобразятся в виде карты выявленных нуклеотидных замен для каждой из проанализированных последовательностей. Данное представление можно использовать для быстрой оценки полученных результатов и наглядного сравнения выявленных митотипов нескольких образцов.



Перейдите на вкладку «Хроматограммы». В данном режиме доступен детальный анализ и редактирование полученных последовательностей. Редактирование последовательности доступно из контекстного меню, отрывающегося по правому клику на выбранной позиции.



Используя контекстное меню, необходимо «обрезать» (исключить из анализа) участки последовательности с низким качеством данных (как правило, начало и конец последовательности). Далее, просмотрите выявленные нуклеотидные замены используя функцию «Перейти к замене».



Выявленные нуклеотидные замены выделены прямоугольным маркером на хроматограмме. Непосредственно под хроматограммой отображается буквенное обозначение анализируемой позиции в исследуемом образце. В нижней строке под хроматограммой отображается буквенное обозначение позиции в референсной последовательности, используемой для сравнения.

После завершения редактирования последовательностей перейдите на вкладку «Отчет». Заполните поля с информацией об исследуемом образце и нажмите на элемент «Загрузить список замен». Выявленные замены отобразятся в виде вертикального списка. Выделите замены, которые необходимо отобразить в отчете и нажмите «Сохранить файл».

9. ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «ГОРДИЗ»

Юридический и почтовый адрес: 143026 г. г. Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Большой Бульвар, д.42, стр. 1, пом.337

Телефон/факс: +7 (499) 670-40-41,

Домашняя страница: www.gordiz.ru

e-mail: gordiz@gordiz.ru